

AIRCAST®

AIRCAST® AIRGO™ –  
Der millionenfach  
bewährte Klassiker



AIRCAST®  
Das Original.

PRODUKT-INFORMATION  
FÜR ARZT UND FACHHANDEL

 **DJO**®



# Funktionen und Vorzüge auf einen Blick

## Offenes Step-In-Design

- ermöglicht leichtes Anlegen auch bei starker Schwellung

## Anatomisch geformte rigide Schalen

- bieten Unterstützung und Stabilität
- verhindern Inversion/ Eversion

## Luftpolster

- sorgen für komfortable Kompression

## ATF Zugband

- entlastet die verletzte Bandstruktur
- führt den Fuß in eine leichte Pronation
- unterstützt die Reduzierung des Talusvorschubs



## AIRCAST® AIRGO™

### Indikationen:

- Supinationstrauma
- Distorsionen
- Subluxation



### Rezeptierung:

	<b>Rp.</b> ohne Lagerkarte durchschneiden		
	<b>AIRCAST AIRGO</b>		
	Sprunggelenk-Führungsbandage mit		
	Stabilisierungselementen		
	Positionsnummer.: 34231 110		
	Indikation: .....		

### Artikelnummern:

Größe	Schuhgröße	Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts
XS	30-34	02MXSLCE	02MXSRCE
S	35-38	02MSLCE	02MSRCE
M	39-42	02MMLCE	02MMRCE
L	43-47	02MLLCE	02MLRCE
XL	47+	02MXLLCE	02MXLRCE